

Polisher



مشخصات دستگاه پولیشر:

دستگاه فوق جهت آماده سازی انواع نمونه های فلزی و غیرفلزی در متالوگرافی و مینرالورژی کاربرد دارد.

بدنه دستگاه از پلاستیک فشرده ABS

شاسی آن از AL

۱- این دستگاه دارای دو دیسک دوار به قطر ۲۰۰ می باشد.

۲- سیستم آب آن قادر به چرخش در تمام سطح دیسک و مجهز به شیرکنترل دبی می باشد.

۳- سیستم فاضلاب آن پهن می باشد تا رسوب گرفتگی در آن به سادگی ایجاد نگردد.

۴- موتور دستگاه با توان نیم اسب و سرعت ۱۵۰۰ می باشد.

۵- این دستگاه دارای اینورتر دانمارکی با مارک دانفوس است که از پیشتانزان کنترل دور موتور می باشند موتور بصورت فرکانسی بوده و توان دستگاه افت نخواهد داشت، تغییرات دور بین ۰-۷۵۰ دور بر دقیقه است.

مشخصات هولدر دستگاه پولیشر:

۱- پولیش همزمان ۴ نمونه مانیت شده به قطر ۳۰ میلی متر

۲- سرعت حرکت قابل تنظیم بین صفر تا ۶۰

۳- میزان فشار نمونه ها بر روی دیسک بوسیله فنر و در صورت نیاز با گذاشتن وزنه اضافی می باشد.

۴- توانایی نصب هولدر بر روی یکی یا هر دو دیسک دستگاه