

Hot mount



مشخصات دستگاه مانت گرم دیجیتالی:

دستگاه فوق جهت قاب گیری نمونه های متالوگرافی و مینرالورژی بوده و از نوع پنوماتیک و اتوماتیک می باشد.
این دستگاه مجهز به ترمومتر دیجیتالی با دو تایمر برای تعیین زمان های گرم و سرد شدن می باشد.
مانت جدید دارای صفحه نمایش LCD و لمسی
مجهز به WIFI
تمام امکانات صفحه کلید را میتوان بر روی صفحه موبایل داشت، دستگاه فوق نیاز به کمپرسور نداشته و کاملاً بی صدا و کار با آن ساده می باشد.

مشخصات دستگاه مانت گرم:

- ۱- قطر سیلندر مانت ۳۰ یا ۴۵ میلی متر بوده و بسته به سفارش مشتری می تواند تغییر کند.
- ۲- درجه حرارت بین ۲۰ تا ۲۵۰ درجه قابل تنظیم می باشد.
- ۳- فشار لازم توسط رگولاتور بین ۱۰ تا ۶ بار قابل تنظیم بوده و توسط مانومتر قابل رویت می باشد.
- ۴- زمان های گرم و سرد شدن بین ۱۰ تا ۶۰ دقیقه قابل تنظیم و به ترتیب بطور معکوس شمارش نمایش داده می شود.
- ۵- برنامه کاری داده شده میتواند در حافظه دستگاه ثبت و همیشه استفاده و یا برای هر آزمایش جداگانه تنظیم شود.